

Celda de prueba de disolución de supositorios - PTSW 0

Productos Galénicos

La celda de prueba de disolución de supositorios PTSW-0 (celda de diálisis giratoria) se coloca en un recipiente de disolución de tipo USP estándar que, a su vez, se inserta en un instrumento de prueba de disolución de tabletas estándar para probar la tasa de sustancia activa disuelta de los supositorios y los portadores lipofílicos.

Necesitas más información? <https://www.pharma-test.de/en/products/galenic-instruments/suppository-testing/p-ptsw-0/>

Para aplicaciones en: Farmacéutica Química Alimentaria.

Familia: Productos Galénicos

