

Sistema de prueba de disolución semiautomatizado DFC-820SP

Test de disolución

Los sistemas DFC fuera de línea incluyen un colector de fracciones o un muestreador automático que recolectará los medios de disolución muestreados. El sistema semiautomático DFC-820SP está compuesto por un baño de disolución de arranque con agitador escalonado PTWS 820D con centrado de recipiente individual incorporado, instalación de tubería completa en PTFE que incluye sondas de muestreo in situ o el sistema de muestreo automático EPE-820, un PT -Bomba de jeringa SP8 y colector de fracciones PTFC-2/8SP. En esta configuración, las sondas de muestreo siempre se sumergen en el medio (in situ) o se retiran después del muestreo (sistema EPE-820). Ambos procedimientos son ampliamente utilizados.

Necesitas más información? <https://www.pharma-test.de/en/products/dissolution-tester/offline-automated-dissolution-systems/p-dfc-820sp-including-ptws-820d-dissolution-bath/>

Para aplicaciones en: Farmacéutica Química Alimentaria.

Familia: Test de disolución

